



هندپیس مولتی پولار

دستگاه نتل در حالت مولتی پولار دارای هشت مد درمانی است که در دو گروه Skin Lifting و Body Contouring تقسیم بندی شده اند:

Skin Lifting

Face Skin Laxity

Neck Skin Laxity

Abdominal Laxity

Upper Arm Laxity

Body Contouring

Cellulite

Buccal Fat

Double Chin

Mandible Reduction

پروتکل درمانی پیشنهادی برای هندپیس مولتی پولار دستگاه نتل به این صورت است که ابتدا یک لایه ژل روان کننده (یا روغن گلیسیرین) بر روی پوست بیمار اعمال می شود تا تماس هندپیس و پوست بهبود پیدا کند، سپس درمان مورد نظر با حرکت دادن هندپیس برای مدت زمان معین بر روی پوست انجام می شود. به طور کلی حرکت هندپیس بر روی پوست باید به صورت رفت و برگشتی و با فشار کم باشد. البته برای مدهای درمانی که مربوط به نواحی بزرگ بدن مانند شکم و ران هستند بهتر است نحوه حرکت هندپیس به صورت زیر باشد:

ابتدا ناحیه مورد نظر به مربع های کوچکتر (10x10 cm) با ۲۰٪ هم پوشانی تقسیم بندی می شود



۱ هندپیس به صورت خطوط عمودی از سمت چپ مربع تا سمت راست آن را بپیماید. (۳۰ ثانیه)



۲ هندپیس به صورت خطوط افقی از بالای مربع تا پایین آن را بپیماید. (۳۰ ثانیه)



۳ هندپیس به صورت دایره ای از خارج مربع به سمت داخل آن حرکت کند. (۳۰ ثانیه)



۴ هندپیس به صورت دایره ای از داخل مربع به سمت خارج آن حرکت کند. (۳۰ ثانیه)

MULTIPOLAR



درصد توان پیشنهادی و مدت زمان مناسب برای هر مد درمانی هندپیس مولتی پولار در جدول زیر قابل مشاهده است. برای درمان مشکلات پوستی با هندپیس مولتی پولار بهتر است بین جلسات درمانی یک هفته فاصله باشد و تعداد جلسات درمانی مورد نیاز هم با توجه به شدت مشکل پوستی بین ۶ تا ۸ جلسه متغیر است.

Skin Lifting


فاصله زمانی	تعداد جلسات	زمان پیشنهادی برای هر جلسه درمانی	توان (%)	مد درمانی
۱ هفته	۶ تا ۸	پیشانی ۵ دقیقه سایر نقاط صورت در مجموع ۲۰ دقیقه	۴۰ تا ۵۵	Face Skin Laxity
۱ هفته	۶ تا ۸	۱۵ دقیقه (راست و چپ گردن و Submental ۵ دقیقه)	۳۵ تا ۵۰	Neck Skin Laxity
۱ هفته	۶ تا ۸	۳۰ دقیقه (هر ناحیه ۱۰×۱۰ cm حدود ۶ دقیقه)	۴۵ تا ۶۰	Abdominal Laxity
۱ هفته	۶ تا ۸	۲۵ دقیقه (نواحی جلویی و پشتی هر بازو حدود ۶ دقیقه)	۴۵ تا ۶۰	Upper Arm Laxity

Body Contouring

فاصله زمانی	تعداد جلسات	زمان پیشنهادی برای هر جلسه درمانی	توان (%)	مد درمانی
۱ هفته	۶ تا ۸	۳۰ تا ۴۰ دقیقه ناحیه شکم ۶۰ دقیقه ران، ۴۵ دقیقه باسن	۴۵ تا ۵۵	Cellulite
۱ هفته	۶ تا ۸	۱۵ تا ۲۰ دقیقه	۳۵ تا ۴۵	Buccal Fat
۱ هفته	۶ تا ۸	۲۰ تا ۳۰ دقیقه	۴۵ تا ۵۵	Double Chin
۱ هفته	۶ تا ۸	۱۵ دقیقه	۵۰ تا ۶۵	Mandible Reduction

mersa
MEDICAL DEVICES

-  +98 21 67569
-  mersateb
-  mersateb
-  mersateb.com





هندپیس فرکشنال

دستگاه نتل در حالت فرکشنال دارای سیزده مد درمانی است که در سه گروه Skin Rejuvenation، Skin Smoothness و Body تقسیم‌بندی شده‌اند:

Skin Rejuvenation

Forehead Line

Crow's Feet

Vertical Lip Line

Nasolabial Fold

Skin Smoothness

Open Pores

Acne Vulgaris

Acne Scar

Atrophic Scar

Body

Hand Wrinkle

Neck Wrinkle

Axillary Hyperhidrosis

Stretch Mark

Double Chin

برای هر مد درمانی هندپیس فرکشنال، بازه درصد توان پیشنهادی، عمق سوزن (mm) و زمان پالس (ms) در جدول اشاره شده است. با توجه به نوع پوست بیمار، ضخامت پوست و شدت ضایعه پوستی می‌توان مقادیر این پارامترها را در بازه ایمن تغییر داد، همچنین با قرار دادن دستگاه در حالت تکرار، فاصله زمانی بین پالس‌ها بر اساس نیاز قابل تنظیم است.

در هر جلسه درمانی با هندپیس فرکشنال، ابتدا در ناحیه مورد نظر از پماد بی‌حسی استفاده می‌شود و پس از گذشت ۲۰ تا ۶۰ دقیقه پوست پاکسازی و ضدعفونی شده و پس از خشک شدن درمان آغاز می‌شود. به طور کلی در طول درمان، هندپیس باید به صورت مماس و عمود بر ناحیه مورد نظر قرار گیرد تا میزان نفوذ سوزن‌ها به درون پوست به درستی صورت گیرد و قرار دادن هندپیس بر روی ناحیه مجاور می‌تواند با هم‌پوشانی حدود ۰ تا ۵۰ درصد اتفاق بیفتد، البته اگر پوست ناحیه درمان نازک است و یا ناحیه درمان استخوانی است بهتر است قرارگیری هندپیس بدون هم‌پوشانی با ناحیه مجاور باشد. تعداد جلسات درمانی مورد نیاز با هندپیس فرکشنال، با توجه به نوع ضایعه پوستی متفاوت است اما به طور معمول برای مشاهده نتایج مطلوب حداقل ۳ جلسه درمانی مورد نیاز است و بهتر است بین جلسات درمانی یک ماه فاصله زمانی وجود داشته باشد.

FRACTIONAL



nettle
FRACTIONAL RF

Skin Rejuvenation

زمان پالس (ms)	عمق سوزن (mm)	توان (%)	مد درمانی
۲۰۰ (Auto)	۱ تا ۲٫۱	۳۰ تا ۴۵	Forehead Line
۱۲۰ (Auto)	۰٫۸ تا ۱٫۸	۲۰ تا ۳۰	Crow's Feet
۱۵۰ (Auto)	۱ تا ۲	۲۵ تا ۴۰	Vertical Lip Line
۱۵۰ (Auto)	۱٫۲ تا ۲٫۵	۲۵ تا ۴۰	Nasolabial Fold

Skin Smoothness

زمان پالس (ms)	عمق سوزن (mm)	توان (%)	مد درمانی
۲۰۰ (Auto)	۱ تا ۲	۳۰ تا ۴۰	Open Pores
۱۵۰ (Auto)	۱٫۲ تا ۲٫۲	۲۵ تا ۳۵	Acne Vulgaris
۲۵۰ (Auto)	۱٫۵ تا ۲٫۵	۳۵ تا ۵۵	Acne Scar
۲۵۰ (Auto)	۲ تا ۳	۴۰ تا ۶۰	Atrophic Scar

Body

زمان پالس (ms)	عمق سوزن (mm)	توان (%)	مد درمانی
۱۲۰ (Auto)	۱٫۲ تا ۲٫۵	۲۰ تا ۳۰	Hand Wrinkle
۲۰۰ (Auto)	۱٫۲ تا ۲٫۵	۳۰ تا ۴۰	Neck Wrinkle
۱۵۰ (Auto)	۱٫۱ تا ۲	۲۰ تا ۳۰	Double Chin
۲۰۰ (Auto)	۱٫۵ تا ۲٫۵	۳۰ تا ۴۵	Axillary Hyperhidrosis
۳۵۰ (Auto)	۱٫۵ تا ۲٫۵	۳۵ تا ۵۰	Stretch Mark

mersa

MEDICAL DEVICES



+98 21 67569



mersateb



mersateb



mersateb.com

